

# HYGROPALM 23 AW-SET



## DAS HANDMESSGERÄT FÜR WASSERAKTIVITÄT.

MIT INTEGRIERTER AIRCHIP3000 TECHNOLOGIE.

### DIE INNOVATION IN DER FEUCHTE- UND TEMPERATURMESSUNG

- Misst relative Feuchte und Temperatur (aw oder %rF und °C/°F)
- Einsatzbereich: 0...1 aw (0...100 %rF) / -10...60°C
- Genauigkeit:  $\pm 0,8$  %rF (0.008 aw) /  $\pm 0,1$  K
- 2 Fühlereingänge für austauschbare HC2-Fühler
- Beschleunigte Messung von Wasseraktivität (Aw Quick Betriebsart: Erlaubt die Messung der meisten Produkte in typischerweise 4-6 Minuten)
- Berechnet die Absolutfeuchte
- Trendanzeige
- Batterieüberwachung
- Service-Schnittstelle (USB)



### Die Anwendungen

Das HygroPalm HP23-AW mit 2 austauschbaren Fühlern bietet die perfekte Lösung für Wasseraktivitätsmessungen vor Ort. Das Set wird in einem leichten und stabilen ABS-Koffer geliefert und enthält alles Material das zur Messung und Kalibrierung benötigt wird.

Typische Anwendungen sind Wasseraktivitätsmessungen im Betrieb: Stichprobenkontrolle von Käse, Fleisch, Tabak, Baustoffen, Tierfutter, Backwaren, Papier, Medikamenten, Gartenbau, Landwirtschaft, etc.

- Set beinhaltet:**
- 1 Handmessgerät – HP23-AW
  - 1 Messfühler – HC2-AW
  - 1 Probenschalen – WP-40
  - 1 Servicekoffer – AC1124
  - 10 Einweg-Probenbehälter – PS-40
  - 4 Feuchtestandards 35/80/50/10% – EA35/80/50/10-SCS

**Bestell-Nr.** HP23-AW-Set-40

**rotronic**  
FÜHREND IN FEUCHTEMESSUNG