

SET HYGROPALM23 AW



L'APPAREIL PORTATIF POUR L'ACTIVITÉ DE L'EAU.

AVEC LA TECHNOLOGIE AIRCHIP3000 INTÉGRÉE.



L'INNOVATION DANS LE SECTEUR DES MESURES D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE

- Mesure humidité relative & température (aw ou %HR et °C/°F)
- Gamme d'utilisation 0...1 aw (0...100 %HR) / -10...60 °C
- Précision: $\pm 0,8$ %HR (0.008 aw) / $\pm 0,1$ K
- 2 entrées pour capteurs interchangeables HC2
- Mesure accélérée de l'activité de l'eau (Fonction Aw Quick: permet de mesurer la plupart des produits en un temps moyen de 4 à 6 minutes)
- Calcule l'humidité absolue
- Affichage de la tendance
- Contrôle des batteries
- Interface de service (USB)

Les applications

L'HygroPalm HP23-AW, avec 2 capteurs interchangeables, est la solution parfaite pour les mesures de l'activité de l'eau sur site. Le set est livré avec une mallette légère et robuste en ABS et contient tout le nécessaire pour les mesures et l'étalonnage.

Les applications typiques de mesure de l'activité de l'eau dans les entreprises sont: le contrôle d'échantillons de fromages, viandes, tabacs, matériaux de construction, aliments pour animaux, pâtisseries, papiers, médicaments, horticulture, agriculture, etc.

- Le set contient:**
- 1 appareil de mesure portable – HP23-AW
 - 1 capteur de mesure – HC2-AW
 - 1 cuvettes à échantillons – WP-40
 - 1 mallette de service – AC1124
 - 10 cuvettes jetables – PS-40
 - 4 étalons standards d'humidité 35/80/50/10% – EA35/80/50/10-SCS

N° de commande HP23-AW-Set-40

rotronic
UNE RÉFÉRENCE EN HUMIDITÉ