

HYGROPALM 23 AW-SET

LO STRUMENTO PORTATILE PER LA MISURAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ACQUA.

DOTATO DI AIRCHIP3000 TECHNOLOGY INTEGRATA.

L'INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA MISURA DI UMIDITÀ E TEMPERATURA

- Misura di Umidità e Temperatura (aw o %ur e °C/°F)
- Campo di misura 0...1 aw (0...100 %ur) / -10...60 °C
- Precisione: ± 0.8 %ur (0.008 Aw) / ± 0.1 K
- 2 ingressi sonda per sonde intercambiabili HC2
- Misurazione rapida dell'attività dell'acqua (Modo operativo AwQuick: consente la misurazione della maggior parte dei prodotti in 4-6 minuti)
- Calcolo umidità assoluta
- Calcolo e visualizzazione del tempo per il raggiungimento equilibrio AW
- Controllo della carica batteria / indicazione trend
- Interfaccia di servizio (USB)



APPLICAZIONI

HygroPalm HP23-AW, dotato di 2 sonde intercambiabili, è la soluzione ideale per misurare l'attività dell'acqua on site. Il set viene fornito all'interno di una leggera e resistente valigetta in ABS e contiene tutto il materiale necessario per la misurazione e la calibrazione. Ecco alcune tipiche applicazioni della misurazione dell'attività dell'acqua in ambito industriale: controllo a campione su formaggi, carni, tabacco, materiali da costruzione, alimenti per animali, prodotti da forno, carta, farmaci, prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura, ecc.

IL SET COMPRENDE:

- 1 strumento portatile – HP23-AW
- 1 Sonda di misura – HC2-AW
- 1 Contenitori – WP-40
- 1 Valigetta – AC1124
- 10 Contenitori AW – PS-40
- 4 Standard di umidità 35/80/50/10% – EA35/80/50/10-SCS

Codice ordinazione HP23-AW-Set-40

rotronic
LEADING IN HUMIDITY MEASUREMENT