

PRODUITS LOGICIELS RMS

Le logiciel serveur RMS satisfait toutes les exigences pour un monitoring basé sur serveur. Le RMS se distingue également par la flexibilité de son logiciel et offre les produits les plus divers. Le Cloud RMS permet une mise en service très simplifiée du RMS sans installation informatique locale. Avec le logiciel serveur, Rotronic offre une solution parfaite à tous les clients qui favorisent une installation sur site. Les deux versions du logiciel sont disponibles avec différentes variantes de fonctions.

Type	Logiciel Serveur RMS			Cloud RMS (SaaS - Software as a Service)				
	Small	Professional	Enterprise	Free	Small	Professional	Enterprise	Exclusive
Réglages des appareils	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vue des cartes et tableaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vue synoptique		✓	✓			✓	✓	✓
Vue du tableau de bord		✓	✓			✓	✓	✓
Tableau des alarmes	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vue des données	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Archivage des données			✓				✓	✓
Rapport d'audit		✓	✓			✓	✓	✓
Étalonnage / Ajustage	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Validation			✓					✓
Alarme des points de mesure	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Schema d'alarme		∞	∞			40	200	∞
Scripts des alarmes			∞				200	∞
Calculs		∞	∞			40	200	∞
Touche virtuelle		∞	∞			40	200	∞
Compteur du système			∞				200	∞
Utilisateurs (extensible à volonté)	2	5	10	1	2	5	10	10
Rôles des utilisateurs	∞	∞	∞	1	2	5	10	∞
Groupes	∞	∞	∞	2	5	10	50	∞
Points de mesure (extensible à volonté)	10	40	100	2	10	40	100	100
Mémoire (extensible à volonté)	∞	∞	∞	6 mois	6 mois	6 mois	6 mois	∞